


Cánulas Guedel Intersurgical

Nueva ISO 5364:2016 Colores específicos

Referencia	Tamaño ISO	Color Intersurgical anterior		Nuevo color que cumple la normativa ISO	
1000035 (S*)	3.5	Rosa		Verde claro	NUEVO
1100050 (S*)	5.0	Azul		Azul	
1110055 (S*)	5.5	Gris		Gris	
1111065 (S*)	6.5	Blanco		Marrón	NUEVO
1111570 (S*)	7.0	Amarillo		Blanco	NUEVO
1112080 (S*)	8.0	Verde		Verde	
1113090 (S*)	9.0	Naranja		Amarillo	NUEVO
1114100 (S*)	10.0	Rojo		Rojo	
1115120 (S*)	12.0	Morado		Morado	

Este cambio de color afecta a todas las cánulas guedel de Intersurgical, incluidas las opciones de envasado a granel.
(S*) Añada una S a la referencia de siete dígitos para la versión estéril de este producto, por ejemplo 5000000S.



Tamaño ISO 3.5



Tamaño ISO 6.5



Tamaño ISO 7.0



Tamaño ISO 9.0

Los cuatro tamaños de las cánulas guedel de Intersurgical que han cambiado sus colores para ajustarse a la normativa actualizada.

Cómo distinguir los colores antiguos de los nuevos

Si no está seguro de que su cánula guedel cumple con la nueva guía de colores ISO, por favor compare el color y el tamaño ISO impresos en la conexión de la guedel con la tabla anterior.

Para más información por favor visite la página www.intersurgical.com/info/guedelairway



Calidad, innovación y amplia gama



Síguenos



www.intersurgical.es-com