



Laringoscopio LiteScope™

Un tamaño de adulto • Completamente desechable • Listo para usar



Accesorios para vías aéreas

Laringoscopio LiteScope™

Un tamaño de adulto ▪ Completamente desechable ▪ Listo para usar

LiteScope es el nuevo laringoscopio de Intersurgical de un solo uso, con un único tamaño, de una sola pieza y completamente desechable. Proporciona una solución rápida y fácil a la intubación, maximizando la seguridad del paciente y del usuario.

A diferencia de los laringoscopios estándar, el innovador diseño de una sola pieza de LiteScope elimina la necesidad de conectar la pala y el mango por separado, ahorrando así un tiempo valioso en caso de emergencia. Fabricado con una pala Macintosh del tamaño 4, la técnica de inserción es la misma que con cualquier laringoscopio estándar de pala Macintosh.

LiteScope es ideal para su uso en:

- Entorno extra-hospitalario
- Urgencias
- REA
- Anestesia
- Vía aérea difícil
- Cuidados Intensivos


Control de infecciones

Las directrices sobre Control de Infecciones confirman que, las prácticas actuales de descontaminación y desinfección de laringoscopios entre pacientes son a menudo ineficaces, dejando contaminación residual que puede ser una fuente de infección cruzada^[1]. Las palas también se contaminan regularmente con sangre, lo que sitúa estos dispositivos en una categoría de alto riesgo. También confirman que “lo ideal sería un laringoscopio totalmente desechable, en el que el mango se deseché también con la pala”.


Como laringoscopio de un solo uso y totalmente desechable, LiteScope elimina los riesgos asociados al reprocesamiento de dispositivos reutilizables y, por lo tanto, ofrece una solución ideal cuando existe una preocupación por el control de infecciones. También evita los costes del reprocesamiento.



Anestesia



Cuidados Intensivos



Urgencias



Características y beneficios

Un único tamaño de adulto

Sin necesidad de almacenar varios tamaños

Completamente desechable

No hay que quitar las pilas antes de desecharlo

Listo para usar

No hay que conectar la pala por separado

Mango con coarrugaciones

Para un agarre superior



Botón On/Off

Listo para usar segundos después de sacarlo del embalaje

Protector TPE

Puede ayudar a reducir el riesgo de trauma dental durante la intubación

Pala Macintosh


Técnica de inserción familiar

Diseño ergonómico

Garantiza que LiteScope™ sea cómodo y fácil de usar


Luz LED

Para una óptima visualización



▶ Video disponible en www.intersurgical-es.com





LiteScope™ se suministra en cajas de 10 unidades. Cada dispositivo se embala individualmente para garantizar su protección, tanto en el transporte como en el almacenamiento.



www.intersurgical.com/info/litescope

| Referencia | Descripción | Uds./caja |
|------------|-------------------------|-----------|
| 7124000 | Laringoscopio LiteScope | 10 |

[Consúltenos](#)

Rango Intersurgical de dispositivos para vías aéreas y accesorios


El LiteScope es la incorporación más reciente a nuestra gama de dispositivos y accesorios para vías aéreas, que incluye la innovadora cánula supraglótica i-gel® de segunda generación, el videolaringoscopio i-view™ y toda una gama de mascarillas laríngeas, palas de laringoscopio, tubos endotraqueales, vías aéreas orofaríngeas, fiadores y estiletes de intubación. También incluye una amplia gama de filtros respiratorios, intercambiadores de calor y humedad (HME) y filtros intercambiadores de calor y humedad (HMEF). Para obtener más información sobre cualquiera de nuestros productos para vías aéreas no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Ficha técnica cánula supraglótica i-gel®



Ficha técnica videolaringoscopio i-view™



Ficha técnica fiadores Inter Guide y estiletes de intubación Interform



Ficha técnica Seguridad y eficacia de los filtros respiratorios



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
 Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical.es



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel