



Rango de productos para terapia PEP Presión Espiratoria Positiva



Oxigenoterapia y Nebulización ▪ Fisioterapia Respiratoria



La gama de productos Intersurgical para PEP

Intersurgical ofrece una completa gama de productos para la administración de la terapia de presión espiratoria positiva. El diseño modular del rango permite a los facultativos seleccionar entre nueve resistencias PEP codificadas por colores y dos interfaces de paciente. La pieza en T de PEP se suministra con una boquilla que puede cambiarse fácilmente por una mascarilla facial si se prefiere. Se puede conectar un manómetro de presión al sistema utilizando el conector de manómetro PEP (1956020) diseñado para ser instalado entre la pieza T y la resistencia PEP.

Puerto de conexión a interface

Boquilla suministrada con la pieza en T

Pieza en T de PEP y boquilla

Puerto inspiratorio con conexión no estándar

Reduce el riesgo de conexiones erróneas

Puerto espiratorio

Resistencias

Válvula inspiratoria unidireccional



Disponibles 9 tamaños de resistencias con código de colores.

Se selecciona la resistencia adecuada para el paciente. Dispositivo sencillo y fácil de usar.



Mascarilla ClearLite™ talla 4

Referencia	Descripción	Color	Uds/caja
Las resistencias PEP se presentan en bolsas de 10 unidades			
8020060	Resistencia PEP 6.0mm, morado, uso por paciente		100
8020050	Resistencia PEP 5.0mm, marrón, uso por paciente		100
8020045	Resistencia PEP 4.5mm, rojo, uso por paciente		100
8020040	Resistencia PEP 4.0mm, naranja, uso por paciente		100
8020035	Resistencia PEP 3.5mm, verde, uso por paciente		100
8020030	Resistencia PEP 3.0mm, azul, uso por paciente		100
8020025	Resistencia PEP 2.5mm, amarillo, uso por paciente		100
8020020	Resistencia PEP 2.0mm, blanco, uso por paciente		100
8020015	Resistencia PEP 1.5mm, negro, uso por paciente		100
Pieza en T de PEP, interfaces de paciente y conectores			
1956014	Pieza en T de PEP, puerto de inhalación -22M/15F-22M con válvula unidireccional y boquilla, 22F, uso en un solo paciente		80
1956020	Conector de manómetro PEP, 15M, 22M/15F, codo de 6mm con línea de 1.3m		40
7296001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 6, adulto extragrande, color rojo, sin anillo de fijación		20
7295001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 5, adulto grande, color naranja, sin anillo de fijación		35
7294001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 4, adulto, color verde, sin anillo de fijación		35
7293001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 3, adulto pequeño, color amarillo, sin anillo de fijación		35
7292001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 2, pediátrica, color blanco, sin anillo de fijación		25
1691040	Pinza nasal		35

IS10.37 ES • Issue 6 09.25



Intersurgical España S.L.U. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel.
Si necesita imprimir este folleto informativo, por favor hágalo a doble cara.