




Intersurgical InterFlow™ InterFlow™

Soporte para equipos móviles



Cuidados Intensivos ▪ InterFlow™ - Generador de flujo Interfaces



Ergonómico

Diseño sencillo y ligero para facilitar su uso



Superficies lisas y fáciles de limpiar

Limpieza rápida y sencilla



Polivalente

Para montaje de diferentes equipos




Instalación rápida

Se suministra totalmente montado con un embalaje mínimo






Características



Incluye dos soportes para montaje de equipos

Cesta de altura regulable




Kit para botellas de gases






Referencia	Descripción	Uds./caja
7600000	Soporte para equipos móviles	1
7600006	Kit para botellas de gases	1

Especificaciones

Datos mecánicos	
Altura	1034mm
Dimensión de la distancia entre ejes	616 mm (diámetro)
Construcción de las ruedas	Poliamida con rosca de poliuretano
Ruedas/bloqueo	4 bloqueables, 100 mm (diámetro)
Capacidad de carga	20kg
Ángulo de inclinación	10°
Construcción	
Conjunto principal	Aluminio
Color	
RAL 9016	
Certificados	
Certificados conforme a: 60601-1:2006+A12:2014 (Edición 3.1)	
CE	Conformidad Rohs

Características técnicas

- Totalmente reciclable
- Amplia gama de accesorios
- Fabricado en Hungría



IS1.69_ES • Issue 1 10.23



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado
con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir
esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.